

VR Tutorial

Objectives

Main objective

- Learn the controls

Secondary objectives

- Learn that Complete Blood Count test must be performed on a hematology automaton
- Learn how to start an analyse with the hematology automaton

Context

The player takes on the role of an MLT working for the first time in a new generation medical analysis laboratory.

With the help of a robot assistant, the user will learn to perform a CBC analysis on a hematology machine.

The player is already equipped with all PPE.

Steps

Follow me

The player is in the laboratory and the robot asks him to follow him to the sample reception counter.

Grab sample bag

The robot explains to the player how-to pick-up objects and the player applies it by taking in hand a bag containing a sample to be analyzed.



Ref 0 - sample bag








Get contents of bag

The robot explains to the player how he can perform actions to objects in his hand. The player performs this action by opening the bag.

Using his second hand, he can then retrieve the blood sample and the list of tests to be performed.



Ref 1 – Sample


TUBE EDTA 	TUBE CITRATE (rempli impérativement jusqu'au repère) 	TUBE HEPARINE  OU 	TUBE SEC / GEL  OU 
Prélever 1 tube pour chaque « cadre »	Prélever 1 tube pour chaque « cadre »	Prélever 1 seul tube pour le « cadre » suivant	Prélever 1 seul tube pour le « cadre » suivant
NFP / VS / Réticulocytes	TP, INR, TCA, Fibrinogène, Héparinémie, HBPM (Anti Xa), Anti-thrombine (AT3), Ddimères	Biochimie Acide urique, Bilirubine, Créatinine, Urée, Cholestérol HDL-LDL Triglycérides, ApoA1 ApoB, Ionogramme simple (Na, K), Ionogramme complet (Na, K, Chlore, Réserve Alcaline, Protéines), Glycémie, Calcium, Phosphore, Magnésium, Fer et CST (cap sat transferrine)	Hormonologie AC anti-thyroglobuline, AC anti-peroxydase, AC anti récep. TSH
Crosslaps		Enzymes Amylase, Lipase, Transaminases (ASAT-ALAT), GammaGT, Phosphatases alcalines, CPK, LDH, Osmolarité mesurée	Médicaments Lithium, Vancomycine
HBA1C	(faire purge si prélèvement avec épicroténienne)		Protéines Préalbumine
Groupes sanguins	PDF		Prélever 2 tubes pour chaque « cadre »
Anticorps irréguliers (ACI)			Sérologies HIV, VHC, VHB (AgHbs, AC Hbs, AC Hbc totaux), VHA, Toxoplasmose, Rubéole, CMV, EBV, Lyme, BW, MNI, WRose
Coombs direct			Marqueurs ACE, AFP, CA15-3, CA19-9, CA125
Folates érythrocytaires	TUBE FLUORE 	Dosage de médicaments Digoxine, Tegretol, Depakine, Amikacine, Gentamicine	Virologie Charge Virale VHC
Paludisme : recherche d'hématozoaires	Prélever 1 tube pour chaque « cadre »	Divers Myoglobine, Troponine, Procalcitonine, IgE totales	Protéines Electrophorèse, Immunoelectrophorèse
Ammoniémie (transport dans glace)	Glycémie (si délai d'envoi au laboratoire > 2H)	B2microglobuline, Facteur Rhumatoïde, Folates sériques, Vit B12	Prélever 1 tube pour chaque « cadre »
Charge virale VIH	Lactates (transport dans glace)	Hormonologie Béta HCG, PSA, PSA Libre	Auto-immunité ACAN, ENA, DNA, ACC, AC antitransglutaminase, AC anti phospholipides
Charge virale VHB	Alcoolémie	T3, T4, TSH, FSH, LH, Estradiol, Prolactine, Cortisol, Progestérone, Testostérone, SDHA, PTH	Vitamine Vitamine D
		<i>Prélever 1 tube sec gel en plus</i>	Sérologies Mycoplasmes génitaux, Chlamydia
			Allergie RAST, Phadiatop, Trophatop, ...
			MAST

Ref 2 – Cap color

Add to database

The robot tells the player where the scanner is located to add the sample to the laboratory database.

The player passes the sample to the scanner to perform this task.

STAT CHEMISTRY	Identification	40y F
	Miller, Maria	03-10-1981
	045550203101981	
Collect	11-02-2022 1 10:29	Left arm
by ID0047		
Chemical Composition		
Mg, Osm, Li		

Ref 3 - Label


Check patient info

The player checks the contextual information about the patient

Go to automaton

The robot tells the player where the automaton is located to perform the requested test.

The player goes to this automaton with the sample.




Ref 4 – XN 1000

Pré-analytics

Check sample

The player checks the sample for ictericia, lipemia and hemolysis



Run control

???

Rack sample

The player puts the sample in a rack adapted to the automaton



Ref 5 – Rack

Load rack

The player loads the rack in the automaton

Analytics

Start test

The player selects the CBC test on the automaton screen and starts it.

Print results

The results are printed to the automaton screen: WBC is highlighted because its level is too high.

Test	Initial	Result	Flag	Units	Reference Interval
White Blood cell count	WBC		14.2	Mille/mm³	4.3 - 11.9
Red Blood cell count	RBC	4.32		Millions/mm ³	4.00 - 5.20
Hemoglobin	Hb	12.3		G/100 ml	11.7 - 14.0
Hematocrit	Hct	40.0		%	35.2 – 45.4
Mean cell volume	MCV	92.3		fl	80.9 - 97.3
Mean cell hemoglobin	MCH	27.8		Pico g/GR	26.5 - 32.6
Platelets		300		Mille/mm ³	170 - 400

Technical validation

The user validates the results displayed on the screen.

Medical assessment

Select leukocytosis diagnostis. **HOW ???**

Post-analytics

Communicate results

Communicate results with doctor. **HOW ???**

Archive

Put sample in archive